



Farmacologische monitoring:

Handleiding voor het insturen van plasmamonsters voor de bepaling van de imatinib plasmaspiegel

Door middel van het project EUTOS for CML wordt het door European LeukemiaNet en Novartis Oncology mogelijk gemaakt om kosteloos imatinib plasmaspiegels van uw patiënten te laten bepalen.

Volg de instructie zoals hieronder beschreven bij het afnemen van bloed en het opsturen van de plasmamonsters.

1. Neem 5 ml bloed af in een heparinebuis direct voorafgaand aan de dagelijkse inname van imatinib (d.w.z. 24 ± 3 uur na de vorige inname).
2. Centrifugeer minimaal 5 minuten bij 4000 rpm. Pipetteer het plasma in buisjes en bewaar deze.
3. Monsters kunnen, indien nodig, maximaal één week worden bewaard bij een temperatuur van 4°C (bijv. in het geval van het verzamelen van meerdere monsters voor één transport).
4. Vul het 'Aanvraagformulier voor imatinib (Glivec®) plasmaspiegelbepaling' in.
5. Verzend de monsters inclusief het bijbehorende aanvraagformulier naar het Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUMC), Laboratorium Klinische Farmacologie en Apotheek, t.a.v. de heer A. Sinjewel.

Let u hierbij op het volgende:

- a. Het monster dient te worden verzonden in een goedgekeurde verpakking. U kunt het meegeleverde zelfklevende adreslabel voor adressering gebruiken. Het adres is ook te vinden op het aanvraagformulier.
- b. U kunt deze monsters met de reguliere post versturen.
- c. Het monster moet worden getransporteerd bij een temperatuur niet hoger dan 30°C.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de heer A. Sinjewel in het VUMC te Amsterdam.

Email: sinjewel@vumc.nl

Telefoon: 020-444 3547

